

Общество с ограниченной ответственностью «СберМедИИ»

ИНН: 9731065465

Адрес электронной почты: contact@sbermed.ai

Руководство по установке программного обеспечения

**«Генеративная информационная система здравоохранения «Спутник»,
(ГИСЗ «Спутник»)**

Программные и аппаратные требования

Для корректной работы с ПО необходимы следующие требования.

Аппаратные требования:

Системные требования:

4 CPU, 8 ГБ RAM.

- 500 ГБ SSD основное хранилище.
- 1 ТБ подключаемое хранилище.

Программные требования:

- Операционная система: Ubuntu 18.04 или совместимая.
- Docker и поддержка docker-compose.

Инструкция по установке и получению доступа к ПО

Вариант установки ПО для локального развертывания:

Способ предоставления доступа - получение docker-контейнера с ПО по электронным каналам связи у разработчика. Инсталляция осуществляется вручную путём копирования контейнера с ПО (docker-контейнера) на ЭВМ медицинской организации. Деинсталляция осуществляется вручную путём удаления контейнера с ПО (docker-контейнера).

Инструкция по эксплуатации ПО

Инструкция для развертывания при локальном использовании

После скачивания ПО взаимодействие выполняется с помощью командной строки:

- 1) Распакуйте архив с программным обеспечением и перейдите в директорию проекта:

```
sudo unzip sputnik.zip -d ~/sputnik  
cd ~/sputnik
```

2) Запустите скрипт `first\_start\_sputnik.sh` для загрузки Docker-образов и запуска контейнеров:*

```
sudo chmod +x first_start_sputnik.sh  
sudo ./first_start_sputnik.sh
```

Для обычного запуска приложения (не первичного) выполнить команду:

```
sudo chmod +x start_sputnik.sh  
sudo ./start_sputnik.sh
```

3) После запуска перейдите в браузере по адресу:
<http://localhost:8080/>

Инструкция по эксплуатации веб-интерфейса

1. Вход в веб-интерфейс.

Откройте браузер (Google Chrome, Яндекс Браузер или другой совместимый) перейдите по адресу <http://localhost:8080/>

2. Авторизация

Введите bearer-токен, который взяли в файле `user\_token.txt`, расположенном в корневом каталоге проекта, в поле «Токен доступа».

Нажмите кнопку «Войти»
